

Réalisation d'un protocole d'entretien des mannequins d'enseignement

CESU de Rouen

Isabelle Jozefacki (IDE hygiéniste DESP)
Laurence Vardon (IDE formatrice au CESU)


Objectifs

- ④ Limiter le risque de contamination croisée des participants lors de l'utilisation d'un mannequin d'enseignement
- ④ Elaborer une procédure d'entretien adaptée :
 - au risque infectieux
 - à la texture du mannequin d'enseignement
 - à l'organisation des sessions de formation



Procédure validée?


■ Répondu ■ non répondu



Impératifs

- ④ Rechercher un nettoyant désinfectant pour DM
 - facile à utiliser (prêt à l'emploi)
 - compatible avec la texture du mannequin
 - répondant au niveau de traitement requis

- ④ Réaliser une procédure d'entretien (traçabilité) adaptée aux locaux du CESU et au déroulement des sessions d'enseignement



Conclusion

Mise en place d'une procédure d'entretien adaptée aux sessions de formation, limitant le risque de transmission croisée entre les participants

Perspective

Evaluation de la procédure dans 6 mois

Masque



Salvanios 15'



Rinçage eau



Essuyage



Bactinyl 15'



Rinçage eau



Essuyage



Sac propre

Corps



Eau savonneuse



Rinçage eau



Essuyage

Valise/ Housse



Surfanios



Laisser sécher

Questions?

Friction avec
une SHA avant
et après chaque
manipulation

TP →

Entre chaque participant :

Bactinyl 15' / Rinçage / Essuyage